



# Comfy *therapy*

foot reflexology



User Manual  
OF 0608 使用手册



# Comfy *therapy*

foot reflexology

User Manual

All information is correct at the time of print

# CONTENTS

Safety Instructions	03
Warranty Claims	05
Main Unit & Accessories	06
Controller Diagram	06
Product Operation Guide	07
Product Maintenance	08
Troubleshooting	09
Product Specifications	10
Contact Us	11

# Safety Instructions

## **i. Usage environment**

- Do not use the appliance in a wet condition or dusty environment as this may result in malfunction or electric shock.
- Do not use the appliance in the bathroom.
- Do not use the appliance on the bed.
- Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Place the appliance in a safe location.
- Do not sit on the appliance.
- Do not expose the appliance to a heater or direct sunlight.

## **ii. Health Precautions**

If you are experiencing health complications or conditions as stated below, please consult your doctor before use:

- Suffering from heart disease
- Pregnancy
- Any health concerns

## **iii. When the product should not be used**

- If the use exceeds 15 minutes at one time.
- This unit should not be used by children or invalids without adult supervision.
- Do not use this product before sleep.
- If the fabric cover is torn.
- If water is accidentally spilled onto the appliance.
- If the user feels abnormal or severe pain during the massage.
- If the user detects any malfunction or other abnormal conditions during operation.
- If there is lightning.

## **iv. Caution and warning**

- Unplug the appliance from the outlet when not in use
- Do not use any attachments that are not recommended by OGAWA
- Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug. Please return the unit to OGAWA Service Center for examination and repairs.

# Safety Instructions

- Do not drop or insert any object into any opening.
- Handle heated surfaces carefully. The unattended use of the heated surfaces by children or invalids may be dangerous.
- Do not lift or carry this appliance by the power cord or any cord.
- This appliance is designed only for personal use, and not for professional purposes.
- Do not cover the appliance during operation.
- Do not crush the appliance and avoid any sharp folds.


## v. Note

- To ensure safe and proper use of the appliance, do not operate it before reading this user manual carefully first.
- The appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. They need to be supervised and instructed about its usage by a person responsible for their safety.
- Extensive usage could lead to excessive heating and a shorter product lifespan. Should this occur, discontinue the use and allow the unit to cool before operating again.
- For people under medication or with a medical condition, please consult your doctor before use. Please do not use the product if you are not feeling well.
- If the appliance is used in a cold room, do not increase the room temperature abruptly. It is advised that the temperature is gradually increased to a normal level.
- If the appliance is stored in a cold place and being taken into a warm environment, please wait one hour before use to get the optimum massaging level.
- Do not remove the cover of the appliance. Mishandling the internal components may result in malfunction or electric shock.
- Do not connect or disconnect the power plug from the electrical outlet with wet hands.
- Do not use the appliance if the electrical outlet is loose.

# Warranty Claims

1. Warranty is not transferable.
2. This warranty is effective only if the product is purchased from OGAWA.
3. Proof of purchase (original receipt) is required for all warranty repairs.
4. All implied warranties, including but not limited to these implied warranties of fitness and merchantability, are limited to the duration stated in the warranty policy.
5. Damage due to misuse, improper treatment and unauthorized modification and repair are not covered by this warranty.
6. Warranty does not cover accessories and attachments which do not belong to the massage unit.
7. Warranty is not effective to rental, business, commercial, institutional or other non-residential users.
8. All services covered by this warranty must be approved by OGAWA and repaired by authorized technicians only.
9. If replacement parts for defective materials are not available, OGAWA reserves the right to make substitution in lieu of repair or replacement.

# Main Unit & Accessories



# Product Operation Guide

## i. Preparation before use

1. Before using the appliance
  - Check if there is any damage to the appliance.
  - Check the appliance is placed in the proper position.

## ii. Operation guide

1. Connect the power supply.
2. It is highly recommended that the foot massager to be use with socked feet. Do not use the unit with shoes.
3. Place massager on the floor in front of your chair or seat.
4. To activate the massage action, press [Power] button once.  
The LED illuminator will glow blue.
5. To activate soothing heat with massage, press the [Power] button again. The LED illuminator will glow red.
6. To stop the massager, press the [Power] button again.
7. When finished, turn the unit "OFF" and unplug.

Note : As a safety feature, the soothing Heat function can't be use alone.

### Air Compression Massage

1. While Shiatsu massage is activated, move the switch up to select air compression setting.
2. 3 level of air pressure is available Low > Medium > High

Note : Air Compression Massage can't be use alone.





# Product Maintenance

## TO STORE

- Place the massager in this box or in a safe, dry and cool place. Avoid any contact with sharp edges or pointed objects that might cut or puncture the surface.
- Please wind up and store the power cord under the appliance bottom frame. Do not hang the unit by the power cord.

## TO CLEAN

- Close the power button and unplug the unit before cleaning.
- Clean only with a soft, slightly damp sponge.
- The attachable cloth can be used to clean the appliance.

## CAUTION

- Avoid using any corrosive detergent, such as Benzene or diluents to clean the appliance.



## MAINTENANCE



- Keep the appliance clean and store it away from wet conditions.
- If the appliance is not used for a long time, please use a dust cover (please buy it by yourself) to cover the appliance, to avoid any dust on the product.



# Troubleshooting

This massager is controlled by an integrated chip and is susceptible to power surges from +10% to -15%. Due to this, the massager might display the following:

Conditions	Solutions
Not operating	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Check if the plug is connected properly.</li><li>2. Press the "POWER" button.</li></ol>
During operation, the appliance is not operating	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Check the plug is connected properly.</li><li>2. Press the "POWER" button again.</li><li>3. After the appliance has cooled down, press the " POWER" button again.</li></ol>

# Product Specifications

Product Name	Comfy therapy
Model number of the product	OF 0608
Power source	220-240V~
Power frequency	50~60Hz
Power consumption	40W
Timer	15 minutes
Dimensions (Length/width/height)	L376 x W214 x H418 (mm)
Weight	2.6 ± 0.1kg

# Contact Us



**MALAYSIA**  
Healthy World Lifestyle Sdn Bhd  
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47  
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  
Tel : +603-5121 4286  
Fax: +603-5121 4386



**HONG KONG, CHINA**  
OGAWA Health Care International (HK) Ltd  
31/F,YHC Tower,1Sheung Yuet Road  
Kowloon Bay  
Kowloon  
Hong Kong  
Tel:+852 3465 6262  
Fax:+852 2410 0119



**SINGAPORE**  
OGAWA Health-Care Pte Ltd  
27 Tampine Industrial Avenue 5,  
T5 @ Tampines  
Singapore 528623  
  
Tel:+065-6846 8588  
Fax:+065-6846 7677



**VIETNAM**  
OGAWA Vietnam Co Ltd  
2nd floor,Petroland Tower,  
12 Tan Trao,Tan Phu ward  
District 7  
Ho Chi Minh  
Tel:+84 8 3775 3093/3775 3094  
Fax:+84 8 3775 3095



**INDONESIA**  
PT Healthy World  
Lodan Center Block O No 20  
Jalan Lodan Raya No 2  
Jakarta Utara 14430  
Tel : +62 21-6983 1123  
Fax: +62 21-6983 1124



**PHILIPPINES**  
O-Healthcare Solution Phil. Inc.  
2303, 4th Floor, G&A Building,  
Chino Roces Avenue Extension,  
Makati City, Philippines  
Tel : +632 889 0676 / +632 844 6851  
Fax: +632 812 0421

# 目录

安全说明	13
保修权限	15
主要部件及附件	16
手控器说明	16
产品操作说明	17
产品保养	18
疑难解答	19
产品规格	20
联络我们	21

# 安全说明

## i. 使用环境

- 请勿在潮湿或灰尘密集的环境下使用本产品，以免导致触电或机器故障。
- 请勿在浴室中使用。
- 请勿在床上使用。
- 请勿将此产品放置于高处或水池等旁边，以免掉落。请存放于安全的地方。
- 请勿坐在此产品上。
- 请勿将此产品放置于电热器旁或阳光直射处。

## ii. 健康注意事项

如果您有并发症或身体状态如下，请在使用前先咨询医生的意见：

- 心脏病患者
- 怀孕
- 有任何健康问题

## iii. 禁止使用的情况

- 每次使用请勿超过 15 分钟。
- 小孩或残病人士使用时，需有旁人监护。
- 请勿在睡前使用本产品。
- 如果布套破损，请勿使用本产品。
- 如果液体泼溅到产品上，请勿使用本产品。
- 如果使用中产生不正常或严重疼痛时，请勿使用本产品。
- 如果使用中察觉出任何机件故障或不正常状况，请勿使用。
- 请勿在雷电情形发生时使用本产品。

## iv. 注意事项及警告

- 没有使用时，请拔下电源插头。
- 请勿使用非 OGAWA 提供的配件。
- 当电源线或插头损坏时，请勿使用并及时联系 OGAWA 服务中心进行维修检查。

# 安全说明

- 请勿在任何开口处塞入异物。
- 请务必谨慎使用加热表面。请勿让儿童或身心功能障碍者自行使用加热功能，操作不当会存在危险。
- 请勿扯动电源线来移动本产品。
- 本产品仅为个人使用，不适用于其他用途。
- 请勿在使用中覆盖本产品。
- 请勿挤压或用尖锐物刮破本产品。

## v. 注意


- 为确保安全及正确使用，使用前请务必详细参阅本说明书。
- 若儿童、身心功能或智能障碍者使用本产品，必须有人在旁指导且能负责其安全。
- 过度使用可能会导致过热或缩短产品寿命，重复使用时，须让产品冷却一段时间后再使用。
- 正在接受药物或医疗治疗者，请在使用前咨询医师。若您感觉不适，请勿使用本产品。
- 如果在低温室中使用，请勿骤然升高温度。建议逐渐将温度调整到正常温度后，再使用。
- 若将产品从低温的储存室移至较暖的环境中时，请在一小时后再使用本产品，以便获得最佳按摩效果。
- 请勿拆卸本产品。触碰内部机件可能导致故障或触电意外。
- 请勿用潮湿的手安插或拔出电源插头。
- 当电源插座有松动时，请勿使用。

# 保修权限

1. 本保修权限不可转让。
2. 本保修服务仅对在 OGAWA 购买的产品有效。
3. 当要求保修服务时，请出示购买证明（正本收据）。
4. 所有保修项目，包括但不限于这些健身及适销性的保修项目有效期限需视保修政策而定。
5. 因错误使用、处理不当以及未经授权私自改装和维修产品而导致的损坏，不属于保修范围。
6. 此保修范围不包括不属于产品本身的附件。
7. 此保修范围不适用于租赁、交易、商业、机构或其他非住宅用户。
8. 此保修范围内所涉及的维修服务需经过 OGAWA 授权，且必须由授权的技术人员维修。
9. 若需更换的维修附件缺货，OGAWA 有权采用替代配件进行维修。



# 主要部件及附件



# 产品操作说明

## i. 使用前准备

### 1. 使用产品前

- 检查产品有无破损。
- 确保产品摆放位置适当。

## ii. 使用方法：

1. 请把插头正确的接入电源插座上。
2. 请穿袜使用该产品。光脚和穿鞋时不能使用该产品。
3. 使用本产品时，请把产品放置于你座椅的前面。
4. 按[Power]键启动产品，产品启动后[Power]键的蓝色指示灯亮起。
5. 再按一次[Power]键，[Power]键指示灯变成红色，加热功能开启。
6. 如需关闭所有功能，再按一次[Power]键，产品进入待机状态。
7. 产品处于待机状态时，拔出插头，切断电源。

注意：为安全起见，加热功能不能单独使用。

气压按摩功能：

- 1.当揉捏功能开启时，拨动滑动按键选择气压按摩的模式。
- 2.气压按摩有3种模式：低档，中档，强档。

注意：气压按摩功能不能单独使用。

# 产品保养

## 贮藏

- 请将置放于原盒内或者安全、干爽通风的地方，避免以尖状物刮破加热按摩器的表面。
- 请将电源线缠绕在产品底部的固定架下，以便储藏。切勿使用电线悬挂加热按摩器。

## 清洁

- 清洁之前，确认产品开关已关闭，并拔出电源插头。
- 清洗时只须用柔软微湿的海绵抹拭即可。
- 可拆洗布套可用于清洁本产品。

## 注意

- 切勿使用具有腐蚀性的清洁剂，如苯或稀释剂来清洁。

## 保养

- 保持产品清洁并远离高湿度的场所。
- 如果长时间不使用本产品，请用防尘罩（请自行购买）套住产品，防止落入灰尘。

# 疑难解答

此产品由集成芯片控制，对电压波较为敏感。如果电压波动超过限定电压 + 10 % 或 - 15%，按摩器可能出现以下情况：

异常情况	解决办法
不工作	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 接入电源或检查电源是否连接良好</li><li>2. 按开关键</li></ol>
突然停止工作	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查电源接口是否接好</li><li>2. 再次按开关键</li><li>3. 产品冷却后再次按开关键</li></ol>

# 产品规格

产品名称	Comfy therapy
产品型号	OF 0608
电压	220-240 伏特
电频	50~60 赫
功率	40 瓦特
定时	15 分钟
尺寸 (长 x 宽 x 高)	L376 x W214 x H418 (mm)
重量	2.6 ± 0.1 公斤

# 联络我们



**MALAYSIA**  
Healthy World Lifestyle Sdn Bhd  
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47  
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  
Tel : +603-5121 4286  
Fax: +603-5121 4386



**HONG KONG, CHINA**  
OGAWA Health Care International (HK) Ltd  
31/F,YHC Tower,1Sheung Yuet Road  
Kowloon Bay  
Kowloon  
Hong Kong  
Tel:+852 3465 6262  
Fax:+852 2410 0119



**SINGAPORE**  
OGAWA Health-Care Pte Ltd  
27 Tampine Industrial Avenue 5,  
T5 @ Tampines  
Singapore 528623

Tel:+065-6846 8588  
Fax:+065-6846 7677



**VIETNAM**  
OGAWA Vietnam Co Ltd  
2nd floor,Petroland Tower,  
12 Tan Trao,Tan Phu ward  
District 7  
Ho Chi Minh  
Tel:+84 8 3775 3093/3775 3094  
Fax:+84 8 3775 3095



**INDONESIA**  
PT Healthy World  
Lodan Center Block O No 20  
Jalan Lodan Raya No 2  
Jakarta Utara 14430  
Tel : +62 21-6983 1123  
Fax: +62 21-6983 1124



**PHILIPPINES**  
O-Healthcare Solution Phil. Inc.  
2303, 4th Floor, G&A Building,  
Chino Roces Avenue Extension,  
Makati City, Philippines  
Tel : +632 889 0676 / +632 844 6851  
Fax: +632 812 0421



Ogawa is grateful  
to have received  
these awards:



Ogawa Wellness Hubs : Malaysia . Singapore . Vietnam . Philippines . Indonesia . Myanmar . India . China  
Hong Kong . Taiwan . Turkey . Pakistan . Saudi Arabia . Mauritius . Russia . France  
Canada