




ACU THERAPY

Acupressure + Air Compression
Foot Massager with Heat



User Manual
OF 0609 使用手册



ACU THERAPY

Acupressure + Air Compression Foot Massager with Heat

User Manual

All information is correct at the time of print

CONTENTS

Safety Instructions	03
Warranty Claims	05
Main Unit & Accessories	06
Controller Diagram	06
Product Operation Guide	07
Product Maintenance	08
Troubleshooting	09
Product Specifications	10
Contact Us	11

Safety Instructions

i. Usage environment

- Do not use the appliance in a wet condition or dusty environment as this may result in malfunction or electric shock.
- Do not use the appliance in the bathroom.
- Do not use the appliance on the bed.
- Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Place the appliance in a safe location.
- Do not sit on the appliance.
- Do not expose the appliance to a heater or direct sunlight.

ii. Health Precautions

If you are experiencing health complications or conditions as stated below, please consult your doctor before use:

- Suffering from heart disease
- Pregnancy
- Any health concerns

iii. When the product should not be used

- If the use exceeds 15 minutes at one time.
- This unit should not be used by children or invalids without adult supervision.
- Do not use this product before sleep.
- If the fabric cover is torn.
- If water is accidentally spilled onto the appliance.
- If the user feels abnormal or severe pain during the massage.
- If the user detects any malfunction or other abnormal conditions during operation.
- If there is lightning.

iv. Caution and warning

- Unplug the appliance from the outlet when not in use
- Do not use any attachments that are not recommended by OGAWA
- Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug. Please return the unit to OGAWA Service Center for examination and repairs.

Safety Instructions

- Do not drop or insert any object into any opening.
- Handle heated surfaces carefully. The unattended use of the heated surfaces by children or invalids may be dangerous.
- Do not lift or carry this appliance by the power cord or any cord.
- This appliance is designed only for personal use, and not for professional purposes.
- Do not cover the appliance during operation.
- Do not crush the appliance and avoid any sharp folds.



v. Note

- To ensure safe and proper use of the appliance, do not operate it before reading this user manual carefully first.
- The appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. They need to be supervised and instructed about its usage by a person responsible for their safety.
- Extensive usage could lead to excessive heating and a shorter product lifespan. Should this occur, discontinue the use and allow the unit to cool before operating again.
- For people under medication or with a medical condition, please consult your doctor before use. Please do not use the product if you are not feeling well.
- If the appliance is used in a cold room, do not increase the room temperature abruptly. It is advised that the temperature is gradually increased to a normal level.
- If the appliance is stored in a cold place and being taken into a warm environment, please wait one hour before use to get the optimum massaging level.
- Do not remove the cover of the appliance. Mishandling the internal components may result in malfunction or electric shock.
- Do not connect or disconnect the power plug from the electrical outlet with wet hands.
- Do not use the appliance if the electrical outlet is loose.

Warranty Claims

1. Warranty is not transferable.
2. This warranty is effective only if the product is purchased from OGAWA.
3. Proof of purchase (original receipt) is required for all warranty repairs.
4. All implied warranties, including but not limited to these implied warranties of fitness and merchantability, are limited to the duration stated in the warranty policy.
5. Damage due to misuse, improper treatment and unauthorized modification and repair are not covered by this warranty.
6. Warranty does not cover accessories and attachments which do not belong to the massage unit.
7. Warranty is not effective to rental, business, commercial, institutional or other non-residential users.
8. All services covered by this warranty must be approved by OGAWA and repaired by authorized technicians only.
9. If replacement parts for defective materials are not available, OGAWA reserves the right to make substitution in lieu of repair or replacement.

Main Unit & Accessories



Product Operation Guide


i. Preparation before use

1. Before using the appliance
 - Check if there is any damage to the appliance.
 - Check the appliance is placed in the proper position.

ii. Operation guide

1. **(Power ON/OFF):** Press this button, machine power-on. All keys are effective. Automatically setting time is 15 mins. The Acupuncture and Air pressure function turn on when power on, and the air-pressure of the feet is opened by default in weak intensity, Acupuncture speed defaults to slow speed. Press this button again, the whole machine is shut down, and all massages are stopped and the system is in standby mode. When time's up, machine stop massaging, enter standby state.
2. **Speed:** It is defaulted to be in Slow speed when power on, press the button to adjust the speed as you need. Speed switches every time when press button, shows by 2 LED indicator lights, respectively indicate the Slow and Fast speed.
3. **Heating:** It is defaulted to open heating function in startup state. Press button to close Led light and heating function. Followed by recycling.
4. **Air pressure:** It is defaulted to be in Weak Intensity on power-on state, Press button to switch intensity level to be in Medium, corresponding indicator light on.

1. Power button ON/OFF
2. Heating button: ON/OFF
3. Massage speed (Low / High)
4. Air Compression (Low / Medium / High)





Product Maintenance

TO STORE

- Place the massager in this box or in a safe, dry and cool place. Avoid any contact with sharp edges or pointed objects that might cut or puncture the surface.
- Please wind up and store the power cord under the appliance bottom frame. Do not hang the unit by the power cord.

TO CLEAN

- Close the power button and unplug the unit before cleaning.
- Clean only with a soft, slightly damp sponge.
- The attachable cloth can be used to clean the appliance.

CAUTION

- Avoid using any corrosive detergent, such as Benzene or diluents to clean the appliance.



MAINTENANCE



- Keep the appliance clean and store it away from wet conditions.
- If the appliance is not used for a long time, please use a dust cover (please buy it by yourself) to cover the appliance, to avoid any dust on the product.



Operations for Use

Symptom	Cause	Solution
The product does not work	The plug is not inserted properly	Insert the plug properly and safely
	The power key is not started	Start the power key
	The product will be turned off automatically after it finishes a 15 minutes' massage	If you want massage for another time, press power key again
The product is hot or cannot be used suddenly in midway	You have performed several groups of 15 minutes' massage already.	Take off the power plug and let it cool. Always take off the power plug after using it.

If you still have any problem after using the methods above, please contact your service center .

Product Specifications

Product Name	Acu Therapy
Model number of the product	OF 0609
Power source	DC 12V --- 2.5A
Power consumption	30W
Timer	15 minutes
Dimensions (Length/width/height)	L330 x W160 x H360 (mm)
Weight	3.0 ± 0.1kg

Contact Us



MALAYSIA
Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : +603-5121 4286
Fax: +603-5121 4386



HONG KONG, CHINA
OGAWA Health Care International (HK) Ltd
31/F,YHC Tower,1Sheung Yuet Road
Kowloon Bay
Kowloon
Hong Kong
Tel:+852 3465 6262
Fax:+852 2410 0119



SINGAPORE
OGAWA Health-Care Pte Ltd
27 Tampine Industrial Avenue 5,
T5 @ Tampines
Singapore 528623

Tel:+065-6846 8588
Fax:+065-6846 7677



VIETNAM
OGAWA Vietnam Co Ltd
2nd floor,Petroland Tower,
12 Tan Trao,Tan Phu ward
District 7
Ho Chi Minh
Tel:+84 8 3775 3093/3775 3094
Fax:+84 8 3775 3095



INDONESIA
PT Healthy World
Lodan Center Block O No 20
Jalan Lodan Raya No 2
Jakarta Utara 14430
Tel : +62 21-6983 1123
Fax: +62 21-6983 1124



PHILIPPINES
O-Healthcare Solution Phil. Inc.
2303, 4th Floor, G&A Building,
Chino Roces Avenue Extension,
Makati City, Philippines
Tel : +632 889 0676 / +632 844 6851
Fax: +632 812 0421

目录

安全说明	13
保修权限	15
主要部件及附件	16
手控器说明	16
产品操作说明	17
产品保养	18
疑难解答	19
产品规格	20
联络我们	21

安全说明

i. 使用环境

- 请勿在潮湿或灰尘密集的环境下使用本产品，以免导致触电或机器故障。
- 请勿在浴室中使用。
- 请勿在床上使用。
- 请勿将此产品放置于高处或水池等旁边，以免掉落。请存放于安全的地方。
- 请勿坐在此产品上。
- 请勿将此产品放置于电热器旁或阳光直射处。

ii. 健康注意事项

如果您有并发症或身体状态如下，请在使用前先咨询医生的意见：

- 心脏病患者
- 怀孕
- 有任何健康问题

iii. 禁止使用的情况

- 每次使用请勿超过 15 分钟。
- 小孩或残病人士使用时，需有旁人监护。
- 请勿在睡前使用本产品。
- 如果布套破损，请勿使用本产品。
- 如果液体泼溅到产品上，请勿使用本产品。
- 如果使用中产生不正常或严重疼痛时，请勿使用本产品。
- 如果使用中察觉出任何机件故障或不正常状况，请勿使用。
- 请勿在雷电情形发生时使用本产品。

iv. 注意事项及警告

- 没有使用时，请拔下电源插头。
- 请勿使用非 OGAWA 提供的配件。
- 当电源线或插头损坏时，请勿使用并及时联系 OGAWA 服务中心进行维修检查。

安全说明

- 请勿在任何开口处塞入异物。
- 请务必谨慎使用加热表面。请勿让儿童或身心功能障碍者自行使用加热功能，操作不当会存在危险。
- 请勿扯动电源线来移动本产品。
- 本产品仅为个人使用，不适用于其他用途。
- 请勿在使用中覆盖本产品。
- 请勿挤压或用尖锐物刮破本产品。



v. 注意

- 为确保安全及正确使用，使用前请务必详细参阅本说明书。
- 若儿童、身心功能或智能障碍者使用本产品，必须有人在旁指导且能负责其安全。
- 过度使用可能会导致过热或缩短产品寿命，重复使用时，须让产品冷却一段时间后再使用。
- 正在接受药物或医疗治疗者，请在使用前咨询医师。若您感觉不适，请勿使用本产品。
- 如果在低温室中使用，请勿骤然升高温度。建议逐渐将温度调整到正常温度后，再使用。
- 若将产品从低温的储存室移至较暖的环境中时，请在一小时后再使用本产品，以便获得最佳按摩效果。
- 请勿拆卸本产品。触碰内部机件可能导致故障或触电意外。
- 请勿用潮湿的手安插或拔出电源插头。
- 当电源插座有松动时，请勿使用。

保修权限

1. 本保修权限不可转让。
2. 本保修服务仅对在 OGAWA 购买的产品有效。
3. 当要求保修服务时，请出示购买证明（正本收据）。
4. 所有保修项目，包括但不限于这些健身及适销性的保修项目有效期限需视保修政策而定。
5. 因错误使用、处理不当以及未经授权私自改装和维修产品而导致的损坏，不属于保修范围。
6. 此保修范围不包括不属于产品本身的附件。
7. 此保修范围不适用于租凭、交易、商业、机构或其他非住宅用户。
8. 此保修范围内所涉及的维修服务需经过 OGAWA 授权，且必须由授权的技术人员维修。
9. 若需更换的维修附件缺货，OGAWA 有权采用替代配件进行维修。

主要部件及附件



产品操作说明

i. 使用前准备


1. 使用产品前

- 检查产品有无破损。
- 确保产品摆放位置适当。

ii. 使用方法：

1. 开/关键：在待机状态下按下此键，系统开机进入倒计时，默认定时时间为15分钟，时间到后停止所有按摩动作，整机关机，进入待机状态，开机默认针刺加热功能开启，脚部气压开启默认低档，针刺速度默认为低档。在开机状态下按此键，整机关机，停止所有按摩动作，系止所有按摩动作统进入待机状态。
2. 调速键：在开机状态默认低档，按下该键，可调整针刺速度，每按一次按键，速度循环切换，共两档调速，有2个LED指示灯，分别指示高低档。
3. 加热键：产品开机默认加热，开启加热功能。在加热功能开启状态下按该键，则关闭加热功能，在开机状态下依次循环。
4. 脚部气压键：开机状态下脚部气压默认开启档位为低档，再按一次气压按键气压按摩由低转为中档，再按一次按键由中档转为气压高档，再次按此键气压关闭。

1. 开关键
2. 加热键：关/开
3. 调速键：低/高
4. 脚部气压：低/中/高



产品保养

贮藏

- 请将置放于原盒内或者安全、干爽通风的地方，避免以尖状物刮破加热按摩器的表面。
- 请将电源线缠绕在产品底部的固定架下，以便储藏。切勿使用电线悬挂加热按摩器。

清洁

- 清洁之前，确认产品开关已关闭，并拔出电源插头。
- 清洗时只须用柔软微湿的海绵抹拭即可。
- 可拆洗布套可用于清洁本产品。

注意

- 切勿使用具有腐蚀性的清洁剂，如苯或稀释剂来清洁。

保养

- 保持产品清洁并远离高湿度的场所。
- 如果长时间不使用本产品，请用防尘罩（请自行购买）套住产品，防止落入灰尘。

疑难解答

状况	原因	解决办法
不工作	接入电源松动	接入电源是否连接良好
	没按开关键	按开关键
	按摩认定时间15分钟已完结，自动关机	如想继续按摩，再启动开关键
突然停止工作	产品已过度使用，造成过热而自动断电	产品冷却后再次开关键

如情况还无法解决，请联络我们的客服中心

产品规格

产品名称	Acu Therapy
产品型号	OF 0609
电压	DC 12V --- 2.5A
功率	30 瓦特
定时	15 分钟
尺寸 (长 x 宽 x 高)	L330 x W160 x H360 (mm)
重量	3.0 ± 0.1 公斤

联络我们



MALAYSIA
Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : +603-5121 4286
Fax: +603-5121 4386



HONG KONG, CHINA
OGAWA Health Care International (HK) Ltd
31/F,YHC Tower,1Sheung Yuet Road
Kowloon Bay
Kowloon
Hong Kong
Tel:+852 3465 6262
Fax:+852 2410 0119



SINGAPORE
OGAWA Health-Care Pte Ltd
27 Tampine Industrial Avenue 5,
T5 @ Tampines
Singapore 528623

Tel:+065-6846 8588
Fax:+065-6846 7677



VIETNAM
OGAWA Vietnam Co Ltd
2nd floor,Petroland Tower,
12 Tan Trao,Tan Phu ward
District 7
Ho Chi Minh
Tel:+84 8 3775 3093/3775 3094
Fax:+84 8 3775 3095



INDONESIA
PT Healthy World
Lodan Center Block O No 20
Jalan Lodan Raya No 2
Jakarta Utara 14430
Tel : +62 21-6983 1123
Fax: +62 21-6983 1124



PHILIPPINES
O-Healthcare Solution Phil. Inc.
2303, 4th Floor, G&A Building,
Chino Roces Avenue Extension,
Makati City, Philippines
Tel : +632 889 0676 / +632 844 6851
Fax: +632 812 0421



Ogawa is grateful
to have received
these awards:



Ogawa Wellness Hubs : Malaysia . Singapore . Vietnam . Philippines . Indonesia . Myanmar . India . China
Hong Kong . Taiwan . Turkey . Pakistan . Saudi Arabia . Mauritius . Russia . France
Canada