


OY 0160
使用说明书


产品结构：



产品特点：

- 全新引入仿生学设计理念，采用海豚尾巴造型，精致新颖又不失经典。
- 流线按摩头特别为颈部设计，流线设计符合人体工学理论，将能量传送到颈部每寸肌肤。
- 按摩头45℃恒温热敷配合低中高三个彩光声波模式，配合蓝、绿、红三色彩光按摩，促进血液循环，刺激肩颈的穴位，疏通经络，改善循环促进代谢，推动沉积已久的废物毒质排出，减缓表皮细胞衰老，达到淡化颈纹、减去浮肿、放松肩颈、穴位理疗、快速消除疲劳、恢复体能作用。
- 三个声波震动模式分别为：低速（蓝光）、中速（绿光）、高速（红光），均采用智慧型触控震动技术，选择模式后，按摩头接触肌肤才启动声波震动。
- 具有模式记忆功能，并有60秒贴心提醒，轻松调整按摩时间。
- USB线充电，安全环保。
- 外形迷你便携，随时随地使用。

模式解说



Blue light is the coldest light, which can promote the synthesis of protein and collagen, can activate the skin, tighten the loose skin and shrink the pores, is good for oily skin and sensitive skin.

Green light can improve the oxygen alternate use function of the cell, promote the skin surface microcirculation, and dredge the lymphatic & edema, meanwhile it is with the function of calming skin, balancing skin and keeping stability of the skin.

Red light can increase the cell vitality, accelerate the blood circulation, and promote the growth of fibroblasts and collagen, has significant effect in smoothing fine lines, wrinkles, firming skin, color dodging, and fading the scar.

适用人群：

熟齡人士。

适用方法

1. 把护肤品均匀涂抹于颈部。
2. 依照个人需求，选择模式。按摩头在脖子由下至上拔动拉提。
3. 后颈部亦需要按摩，在穴位处使用点按、挤、抚推等方式进行按摩。

清洗步骤

1. 长按开关键1秒关闭产品。
2. 用清洁布擦拭产品即可，毋须使用清洁剂。
3. 盖上保护盖，置于干燥通风处。

注意事项：

1. 使用产品前，请仔细阅读说明书，并妥善保存以备将来参考。
2. 产品使用usb线充电，电量不足时充电至饱和需要2小时，第一档可连续使用12小时，第二、三档可连续使用3小时。
3. 电量不足时闪红光，充电时闪蓝光，充电饱和时长亮蓝光。
4. 产品具有记忆模式功能，重新启动时，自动进入上一次关机时的所处模式。
5. 当您闲置产品，不使用时，2分钟后将自动关机（2分钟内有任何操作，将恢复待机状态）。
6. 充电时禁止使用本产品。
7. 产品有发热功能，约45℃，各人皮肤对温度感知存在少许差异，有可能会感到热，在肌肤涂抹精油按摩膏后，产品会自动调节平衡至您最舒适的温度。
8. 若使用过程中感到不适，或肌肤出现异常，请立即停止使用并咨询医生。
9. 产品防水功能，请勿放置在水中。
10. 请将产品放置于干燥通风处，避免阳光直射，周围无腐蚀性化学品。
11. 清洁布采用优质双面绒材质，可反复清洗使用。
12. 请勿让小童接触本产品，以免发生危险。


联系我们

MALAYSIA
Healthy World Lifestyle Sdn. Bhd
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47,
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +603-5121 4286
Fax: +603-5121 4386

SINGAPORE
OGAWA Health-Care Pte Ltd
27 Tampines Industrial Avenue 5,
T5@Tampines
Singapore 528623
Tel: +065-6846 8588
Fax: +065-6846 7677


HONG KONG, CHINA
OGAWA Health Care International (HK) Ltd
31/F, YHC tower, 1 Sheung Yuet Road
Kowloon Bay
Kowloon
Hong Kong
Tel: +852 3465 6262
Fax: +852 2410 0119

VIETNAM
OGAWA Vietnam Co. Ltd
2nd floor, Petroland Tower,
12 Tan Trao, Tan Phu ward
District 7
Ho Chi Minh
Tel: +84 8 3 775 3093/3775 3094
Fax: +84 8 3775 3095



OY 0160
INSTRUCTION MANUAL


STRUCTURE:



FEATURES:

- Newly adopted the bionics design concepts, shaped in dolphin tail, looks novelty and classic.
- The massage head is specially designed for shoulder, neck and other parts of body, streamline outlook fit for ergonomic theory, can help transporting the energy to every part of skin.
- The massage heads heating in 45℃ to activate the skin, matching with three IPL acoustic mode in low, medium and high speeds, and blue, green, red 3 color light massage modes, can promote the blood circulation, stimulate the neck acupuncture points, clear the meridians, improve circulation and promote metabolism, promote the discharge of long-accumulated toxic substances & waste, slow skin cell aging, to dilute the neck profile, less swelling, relax neck, make acupuncture treatments, rapidly eliminate fatigue, restore the role of physical fitness.
- Three sonic modes as low speed (blue), medium speed (green), high speed (red), which are all made by intelligent technology, after selecting mode, when massage head contacts the skin, the vibration starts.
- With mode memory function and 60 seconds intimate reminder function, it can easily adjust the massage time.
- USB cable charging, safety and environmental protection.
- Mini & portable, can be used anywhere any time.

INSTRUCTION OF THE 3MODES



Blue light is the coldest light, which can promote the synthesis of protein and collagen, can activate the skin, tighten the loose skin and shrink the pores, is good for oily skin and sensitive skin.

Green light can improve the oxygen alternate use function of the cell, promote the skin surface microcirculation, and dredge the lymphatic & edema, meanwhile it is with the function of calming skin, balancing skin and keeping stability of the skin.

Red light can increase the cell vitality, accelerate the blood circulation, and promote the growth of fibroblasts and collagen, has significant effect in smoothing fine lines, wrinkles, firming skin, color dodging, and fading the scar.

APPLICABLE USER

This Massager is suitable for all persons.

HOW TO USE:

1. Apply the skin care product to the neck.
2. Select the mode according to personal need, hold the massage head lift neck from bottom.
3. Back neck also need massage, use device massage on accupunctual points by ways of pressing, squeezing, stroking, pushing etc.

HOW TO CLEAN

1. Long press ON/OFF for 1 seconds to turn off the product.
2. Wipe the product with cleansing cloth, do not use the detergents.
3. Close the protection cover, and put the product on a dry and ventilated place.

CAUTIONS

1. Please read the product manual before using, and keep the manual for future use.
2. USB cable charging, charging from low battery station to saturation needs 2 hours, for first gear and second gear, fully charged allows 3 hours of continuous use.
3. When battery is in shortage, flash in red light, when it is under battery charging, flash in blue light, when blue light is up on indicates charge in saturation.
4. The product has mode memory function, when switch it on, it will enter the mode you chose last time automatically.
5. The product will be turned off automatically if no use for more than 2 minutes. (If there is any operation within 2 minutes, it will remain standby status).
6. It is not allowed to use this product when it is under charging.
7. The product has the function of heating, approximate temperature is in 45℃. Different people are in some difference when sensing the temperature, some are likely to feel hot. After you apply the essence oil, massage cream on skin, the product will automatically adjust the temperature to most comfortable.
8. Please stop to use the product if you feel uncomfortable or skin complaint and consult a doctor.
9. The product is not waterproof; please do not place it in water.
10. Put the product on a dry and ventilated place, to avoid direct sunlight, and make sure no corrosive chemicals around.
11. The cleansing cloth using high-quality fleece material, can be washed repeatedly.
12. Keep out of reach of children, to avoid any danger.

Contact Us

MALAYSIA
Healthy World Lifestyle Sdn. Bhd
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47,
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +603-5121 4286
Fax: +603-5121 4386

SINGAPORE
OGAWA Health-Care Pte Ltd
27 Tampines Industrial Avenue 5,
T5@Tampines
Singapore 528623
Tel: +065-6846 8588
Fax: +065-6846 7677

HONG KONG, CHINA
OGAWA Health Care International (HK) Ltd
31/F, YHC tower, 1 Sheung Yuet Road
Kowloon Bay
Kowloon
Hong Kong
Tel: +852 3465 6262
Fax: +852 2410 0119

VIETNAM
OGAWA Vietnam Co. Ltd
2nd floor, Petroland Tower,
12 Tan Trao, Tan Phu ward
District 7
Ho Chi Minh
Tel: +84 8 3 775 3093/3775 3094
Fax: +84 8 3775 3095