



EYETOUCH PLUS

WITH THERMO CARE



Ogawa is grateful
to have received
these awards:



Ogawa Wellness Hubs : Malaysia . Singapore . Vietnam . Philippines . Indonesia . Myanmar . India . China
Hong Kong . Taiwan . Turkey . Pakistan . Saudi Arabia . Mauritius . Russia . France
Canada

OY0300 User manual



EYE TOUCH **PLUS**
WITH THERMO CARE

Contact Us



Malaysia

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +603-5121 4286
Fax: +603-5121 4386



Singapore

OGAWA Health-Care Pte Ltd
27 Tampines Industrial Avenue 5,
T5 @ Tampines
Singapore 528623
Tel: +665-6846 8588
Fax: +665-6846 7677



Indonesia

PT Healthy World
Lodan Center Block O No 20
Jalan Lodan Raya No 2
Jakarta Utara 14430
Tel: +62 21-8983 1123
Fax: +62 21-8983 1124



HongKong

OGAWA Health Care International (HK) Ltd
31/F, YHC Tower, 1 Sheung Yuet Road
Kowloon Bay
Kowloon
Hong Kong
Tel: +852 3465 6262
Fax: +852 2410 0119



Vietnam

OGAWA Vietnam
PETROLAND TOWER
2nd Floor, 12 Tan Trao Street,
Tan Phu Ward, Dist 07,
HCMC, Vietnam
Tel: +84 8 54133 222/54133 223
Fax: +84 8 5416 1736



Philippines

O-Healthcare Solution Phil, Inc.
2303, 4th Floor, G&A Building,
Chino Roces Avenue Extension,
Makati City, Philippines
Tel: +632 889 0676 / +632 844 6851
Fax: +632 812 0421

产品名称	Eye Touch Plus
型号	OY0300
额定电压	100-240 伏特
额定频率	50 赫
输出电压	5V 1 A
额定功率	5W
尺寸 (长×宽×高)	长 208×宽 108.6 ×高 81.3(毫米)
重量	0.35 公斤

Safety instructions	3
Part name and function	5
Product structure	5
Controller	6
Product operation Guide	7
Instruction	7
Charging	8
Maintenance and Storage	9
Troubleshooting	10
Specification	11

Safety instructions

Safety 1

- ▶ Close and continuous supervision is necessary when this appliance is used by or near children, invalids or disable persons.
- ▶ If you are experiencing health complications, please consult your doctor before use.
- ▶ Do not operate this appliance if it has a damaged cord or damage charger .
- ▶ Before charging, please keep power cord, power plug and charger plug dry.
- ▶ Do not use if water is accidentally spilled onto the appliance.
- ▶ Do not use together with other medical devices.
- ▶ Do not use this product as a substitute for medical treatment.
- ▶ This product is being designed to use by one person at one time only.
- ▶ Do not use this appliance when drunk or not feeling well.
- ▶ Recommend to use this product for 15 minutes at one time.
- ▶ Do not pull the product via power cord on floor to prevent product failure.
- ▶ Those who suffer from eye disease are requested to consult a doctor prior to use.
- ▶ The following persons are requested to consult a doctor before use to reduce the risk of the user feeling sick or suffering from an injury:
 - Those who have a malignant tumor
 - Those who suffer from heart disease
 - Those who experience high blood pressure

故障排除

现象	可能原因	处理方式
无法开机	开/关未开	开启开/关
	电池电量用完	充电
	设定时间到	重新开启开/关
无法充电	插头未插好	插好插头
指示灯亮度暗或闪烁	电池电量不足	请充电
气压强度太弱		

如还有其它异常现象，请与经销商联络，要求维修保养，请勿自行拆卸。

保养

- ▶ 产品如有脏污，请用干的软布进行擦拭。
- ▶ 如产品上特别脏，可用浸有酒精的棉花或棉布擦拭。



注意

- ▶ 禁止用水或腐蚀液体清洗本产品。
当产品出现故障时应请专业技术人员修理，请勿自行拆卸产品。

收藏

- ▶ 使用后请将产品放至安全处，并用袋子套住放至包装盒内。
- ▶ 请不要在产品上放置重物，避免产品防潮。



注意

- ▶ 请勿将本产品暴露在高温场所或热水中。
- ▶ 请勿将此产品给儿童玩耍使用。




注意

- ▶ 器具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

- ▶ Do not use if body temperature more than 38C (fever).
- ▶ Do not remove the cover of the appliance. Mishandling the internal components may result in malfunction .
- ▶ All services must be done by authorized OGAWA Technicians only, unauthorized persons are not allow to dismantle or repair the appliance.
- ▶ Improper usage of electricity voltage may result in fire.
- ▶ Be sure to remove the power supply cord by pulling the power plug, not the power cord.
- ▶ Only use the charger that came together with the appliance for charging purpose.
- ▶ Take off your eye contact lenses or glasses before use this product.

Part name and function


Product structure



使用方法

充电

- ▶ 将产品左侧的电源盒打开，USB数据线插头与充电器下方的插口相连接，然后再将DC插头插入产品充电插孔内。
- ▶ 将充电器插头插入100-240V~，50/60Hz的电源插座上。
- ▶ 充电器电源接通后，充电指示灯会亮起。
- ▶ 将电池充满需约3小时。



注意

- ▶ 充电过程中，产品不能工作。
- ▶ 请使用本机自带的充电器。
- ▶ 电源线请勿挤压，以免带来损伤。